


Absaug-Systeme

Suction Systems ■ Systèmes d'aspiration

PRODUKTKATALOG

PRODUCT CATALOG
CATALOGUE PRODUITS


[®]
primed



Saugansätze

Suction Handles


Embouts d'aspiration





Saugansätze STANDARD

Suction Handles STANDARD


Embouts d'aspiration STANDARD













-  abgewinkelt
- erhältlich mit und ohne stabilem Handgriff oder einteilig mit geblasenem Griffteil
- steril verpackt
- in Peelverpackung
- DEHP-frei
- latexfrei

-  angled
- available with and without stable handle or as bubble handle
- sterile packaged
- peel-packed
- DEHP-free
- latexfree

-  coudé
- disponible avec ou sans poignée fixe ou avec poignée monobloc soufflé
- emballage stérile
- exempt de DEHP
- exempt de latex





	Außendurchmesser Rohr External diameter of tube Di ^o mètre extérieur tube	Art.-Nr. Art. no. Art.-n ^o	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée			
	10 mm	36013	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé			
	6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)	36106	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/ One-piece with bubble handle (with vacuum control)/ Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide)			
	6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)	36116	60/180
	6 mm	36110	60/180
	8 mm	36112	60/180
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée			
	6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)	36010	60/180
	6 mm	36011	60/180
	8 mm	36012	60/180
Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)/ With handle (with vacuum control)/ Avec poignée (avec contrôle du vide)			
	6 (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)	36091	60/180
	6 mm	36092	60/180
	8 mm	36078	60/180
Mit Handgriff und Körbchen, Ch. 18/ With handle and sum tip, Ch. 18/ Avec poignée et pointe de puisard, Ch. 18			
	6 mm	36090	60/180

VPE = kleinste Verpackungseinheit
VSE = kleinste Versandeinheit


SPU = smallest packaging unit
SSU = smallest shipping unit


UE = unité élémentaire d'emballage
UC = unité élémentaire de colis


Saugansätze ORTHOPÄDIC







Suction Handles ORTHOPÄDIC

Embouts d'aspiration ORTHOPÄDIC

- 
- abgewinkelt
 - mit abgeflachtem Saugstutzen
 - erhältlich mit oder ohne stabilem Handgriff oder einteilig mit geblasenem Griffteil
 - steril verpackt
 - in Peelverpackung
 - DEHP-frei
 - latexfrei

- 
- angled
 - with flattened tip
 - available with and without stable handle or as bubble handle
 - sterile packaged
 - peel-packaged
 - DEHP-free
 - latexfree

- 
- coudé
 - avec bout aplati
 - disponible avec ou sans poignée fixe ou avec poignée monobloc soufflé
 - emballage stérile
 - exempt de DEHP
 - exempt de latex

Außendurchmesser Rohr External diameter of tube Diamètre extérieur tube	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée		
 10 mm	36009	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé		
 6 mm	36104	60/180
 8 mm	36105	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/ One-piece with bubble handle (with vacuum control)/ Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide)		
 6 mm	36114	60/180
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée		
 6 mm	36007	60/180
 8 mm	36008	60/180



Saugansätze YANKAUER












Suction Handles YANKAUER

Embouts d'aspiration YANKAUER

- abgewinkelt
- mit seitlichen Augen
- erhältlich mit und ohne stabilem Handgriff oder einteilig mit geblasenem Griffteil
- steril verpackt
- in Peelverpackung
- DEHP-frei
- latexfrei

- angled
- with relieving eyes
- available with and without stable handle or as bubble handle
- sterile packaged
- peel-packaged
- DEHP-free
- latexfree


- coudé
- avec yeux latéraux
- disponible avec ou sans poignée fixe ou avec poignée monobloc soufflé
- emballage stérile
- exempt de DEHP
- exempt de latex


	Außendurchmesser Rohr External diameter of tube Diamètre extérieur tube	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée			
	10 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36004	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé			
	6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm, 2 Augen/ tapered to 4 mm at the tip, 2 eyes/ effilé à la pointe à 4 mm, 2 yeux)	36107	60/180
	6 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36101	60/180
	8 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36103	60/180
Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/ One-piece with bubble handle (with vacuum control)/ Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide)			
	6 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36111	60/180
	8 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36113	60/180
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée			
	6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm, 2 Augen/ tapered to 4 mm at the tip, 2 eyes/ effilé à la pointe à 4 mm, 2 yeux)	36001	60/180
	6 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36002	60/180
	8 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36003	60/180
Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)/ With handle (with vacuum control)/ Avec poignée (avec contrôle du vide)			
	6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm, 2 Augen/ tapered to 4 mm at the tip, 2 eyes/ effilé à la pointe à 4 mm, 2 yeux)	36081	60/180
	8 mm (4 Augen/ 4 eyes/ 4 yeux)	36083	60/180


Saugansätze Ileus Pool






Suction Handles Ileus Pool

Embouts d'aspiration Ileus Pool

- 
- gerade oder anatomisch gebogen
 - mit stabilem Handgriff
 - steril verpackt
 - in Peelverpackung
 - latexfrei

- 
- straight or anatomically curved
 - with a stable handle
 - sterile packaged
 - peel-packaged
 - latexfree

- 
- linéaire ou courbure anatomique
 - avec poignée fixe
 - emballage stérile
 - exempt de latex

Ø Rohr 6 mm, Ø Schlauch 11 mm (Schlauch aufgesteckt) Ø Inner tube 6 mm, Ø Outer tube 11 mm (Outer tube attached) Ø Tube 6 mm, Ø Flexible 11 mm (Flexible monté)		Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée			
	gerade/ straight/ linéaire	36006	60/180
	gebogen/ curved/ courbure	36005	60/180
	gerade (mit 2 zusätzlichen Bohrungen im Schlauch)/ straight (with 2 additional openings)/ linéaire (avec 2 ouvertures supplémentaires)	36076	60/180
			
			

Absaugverbindungsschläuche

Suction connecting tubes

Flexibles de raccord d'aspiration



- erhältlich in verschiedenen Größen und Längen (Sondermaße auf Anfrage)
- aus weichem, elastischen Material
- hohe Knickstabilität durch Außenrippung
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei

- available in different sizes (spezial sizes upon request)
- composed of soft, elastic material
- increased buckling resistance due to external ribs
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree

- disponible en différentes dimensions (autres dimensions sur demande)
- souple et élastique
- stabilité de flambage accrue grace aux nervures extérieures
- emballage stérile
- exempt de latex

	Ø Ø Ø	Länge Length Longueur	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Glattes Ende - Trichter Smooth end - Funnel Lisse - Entonnoir	Ch.25	2 m	31101	50/50
	Ch.30	2 m	33101	50/50
		3 m	33201	30/30
		3,5 m	33301	30/30
Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	Ch.25	2 m	31111	50/50
		2,1 m	31115	50/50
		2,6 m	31214	50/50
		3 m	31211	30/30
		3,5 m	31311	30/30
		4 m	31323	30/30
	Ch.30	5 m	31511	30/30
		2 m	33111	50/50
		3 m	33211	30/30
		3,5 m	33311	30/30
Trichter - Fingertip (FT) Funnel - Vacuum control Entonnoir - Contrôle du vide	Ch.25	4 m	33511	30/30
		5 m	33411	30/30
	Ch.30	2 m	33113	50/50
		3 m	33213	30/30
		3,5 m	33133	30/30

Absaugverbindingsschlauch mit Fingertip
Suction connecting tube with vacuum control
Flexible de raccord d'aspiration avec contrôle du vide



Absaugverbindingsschlauch mit Gerätekonnektor und Fingertip
Suction connecting tube with device connector and vacuum control
Flexible de raccord d'aspiration avec pièce intermédiaire et contrôle du vide




Absaugverbindingsschlauch mit Gerätekonnektor
Suction connecting tube with device connector
Flexible de raccord d'aspiration avec pièce intermédiaire




Absaugverbindingsschlauch mit Trichter
Suction connecting tube with funnel
Flexible de raccord d'aspiration avec entonnoir



Absaugverbindingsschlauch mit Stufenkegel
Suction connecting tube with universal connector
Flexible de raccord d'aspiration avec cône étagé




Absaugverbindingsschlauch mit Schlauchstück
Suction connecting tube with tube piece
Flexible de raccord d'aspiration avec tuyau








Absaugverbindingsschlauch mit Trichterende
Suction connecting tube with funnel end
Flexible de raccord d'aspiration avec extrémité en forme d'entonnoir




Absaugverbindingsschlauch mit glattem Ende
Smooth suction connecting tube
Flexible de raccord d'aspiration lisse



	Ø Ø Ø	Länge Length Longueur	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Trichter + Schlauchstück - Trichter Funnel + Tube piece - Funnel Entonnoir + Tuyau - Entonnoir 	Ch.25	3 m	31314	50/50
Trichter - Schlauchstück Funnel - Tube piece Entonnoir - Tuyau 	Ch.25	2 m 3 m 3,5 m	31112 31212 31312	50/50 30/30 30/30
	Ch.30	3 m	33212	30/30
Gerätekonnektor - Fingertip (FT) Device connector - Vacuum control Pièce intermédiaire - Contrôle du vide 	Ch.25	2 m (FT gesteckt/ attached/ branché) 2 m	31123 33600	50/50 50/50
Gerätekonnektor - Gerätekonnektor + Fingertip (gesteckt) Device connector - Device connector + Vacuum control (attached) Pièce intermédiaire - Pièce intermédi- aire + Contrôle du vide (branché) 	Ch.25	2 m 3 m 4 m	31117 31118 31414	50/50 30/30 30/30
Trichterende - Trichterende Funnel end - Funnel end Extrémité en forme d'entonnoir - Extré- mité en forme d'entonnoir 	Ch.25	2,7 m	31102	50/50


Mit Außenrippung
With external ribs
Avec nervous extérieures



Saugsets

Suction sets


Jeu d'aspiration





Saugsets STANDARD

Suction sets STANDARD

Jeu d'aspiration STANDARD

-  bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindingsschlauch in verschiedenen Kombinationen
- Saugansatz abgewinkelt
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei

-  complete with suction handle and connecting tube in different combinations
- angled suction handle
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree

-  complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement en plusieurs possibilités de combinaison
- embout d'aspiration coudé
- emballage sterile
- exempt de latex

Saugansatz
Suction Handle
Embout d'aspiration

Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/
One-piece with bubble handle (with vacuum control)/
Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide)
6 mm



Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/
One-piece with bubble handle (with vacuum control)/
Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide)
8 mm



Absaugverbindingsschlauch
Suction connecting tube
Flexible de raccord d'aspiration

Ch.25, 2 m
Trichterende / Trichterende
Funnel end - Funnel end
Extrémité en forme d'entonnoir - Extrémité en forme d'entonnoir



Ch.25, 2 m
Funnel end - Funnel end
Extrémité en forme d'entonnoir - Extrémité en forme d'entonnoir



Art.-Nr.
Art. no.
Art.-n°

VPE/VSE
SPU/SSU
UE/UC






34120


50/50

34121

50/50



Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindingsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)	Ch.25, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir 	34110	50/50
(Saugset Rektoskopie/ Suction set rectoscopy/ Jeu d'aspiration du rectoscopie) Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée 6 mm	Ch.25, 2 m Trichter - Saugansatz direkt eingelebt Funnel - firmly attached suction handle Entonnoir - Embout d'aspiration fermement fixé 	34100	50/50
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)	Ch.25, 3,5 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir 	34310	30/30
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 8 mm	Ch.30, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir 	35212	30/30
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 8 mm	Ch.30, 3,5 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir 	35312	30/30



Saugsets ORTHOPÄDIC

Suction sets ORTHOPÄDIC

Jeu d'aspiration ORTHOPÄDIC

- bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindingsschlauch in verschiedenen Kombinationen
- Saugansatz abgewinkelt und mit abgeflachtem Saugstutzen
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei

- complete with suction handle and connecting tube in different combinations
- angled suction handle with flattened tip
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree

- complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement en plusieurs possibilités de combinaison
- embout d'aspiration coudé avec bout aplati
- emballage sterile
- exempt de latex

Saugansatz
Suction Handle
Embout d'aspiration

Absaugverbindingsschlauch
Suction connecting tube
Flexible de raccord d'aspiration

Art.-Nr.
Art. no.
Art.-n°

VPE/VSE
SPU/SSU
UE/UC

Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/
One-piece with bubble handle (with vacuum control)/
Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide)
6 mm




Ch.25, 2 m
Trichterende / Trichterende
Funnel end - Funnel end
Extrémité en forme d'entonnoir - Extrémité en forme d'entonnoir



34122

50/50

Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/
One-piece with bubble handle (with vacuum control)/
Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide)
8 mm



Ch.25, 2 m
Trichterende / Trichterende
Funnel end - Funnel end
Extrémité en forme d'entonnoir - Extrémité en forme d'entonnoir



34123

50/50

Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée
6 mm



Ch.25, 2 m
Trichter - Trichter
Funnel - Funnel
Entonnoir - Entonnoir



34107

50/50

Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée
10 mm



Ch.30, 2 m
Trichter - Trichter
Funnel - Funnel
Entonnoir - Entonnoir
















35109


30/30

Stabiler Handgriff mit Fingertip
Stable handle with vacuum control
Poignée fixe avec contrôle du vide





Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindingsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 8 mm	Ch.30, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	   	35108 30/30
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée 8 mm	Ch.30, 2 m Gerätekonnektor - Gerätekonnektor Device connector - Device connector Pièce intermédiaire - Pièce intermédiaire	   	35121 30/30
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée 10 mm	Ch.30, 3,5 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	   	35309 30/30



Saugsets ILEUS POOL
Suction sets ILEUS POOL
Jeu d'aspiration ILEUS POOL

- bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindingsschlauch
- Saugansatz mit Handgriff, gerade oder anatomisch gebogen
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei

- complete with suction handle and connecting tube
- suction handle with stable handle, straight or anatomically curved
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree

- complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement
- embout d'aspiration avec poignée fixe, linéaire ou courbure anatomique
- emballage sterile
- exempt de latex


Saugansatz
Suction Handle
Embout d'aspiration

Absaugverbindingsschlauch
Suction connecting tube
Flexible de raccord d'aspiration

Art.-Nr.
Art. no.
Art.-n°

VPE/VSE
SPU/SSU
UE/UC

Gebogen, mit Handgriff/
Curved, with handle/
Corboure, avec poignée



Ch.30, 2 m
Trichter - Trichter
Funnel - Funnel
Entonnoir - Entonnoir



35105

30/30

Gerade, mit Handgriff
Straight, with handle
Linéaire, avec poignée




Ch.30, 2 m
Trichter - Trichter
Funnel - Funnel
Entonnoir - Entonnoir



35106

30/30

Gebogen, mit Handgriff/
Curved, with handle/
Corboure, avec poignée



Ch.30, 3 m
Trichter - Trichter
Funnel - Funnel
Entonnoir - Entonnoir



35205

30/30














Saugsets YANKAUER
Suction sets YANKAUER
Jeu d'aspiration YANKAUER


- bestehend aus Saugansatz und Absaugverbindingsschlauch in verschiedenen Kombinationen
- Saugansatz abgewinkelt und mit seitlichen Augen
- steril verpackt
- Peelverpackung
- latexfrei













- complete with suction handle and connecting tube in different combinations
- angled suction handle with relieving eyes
- sterile packaged
- peel-packaged
- latexfree







- complet avec embout d'aspiration et tuyau de raccordement en plusieurs possibilités de combinaison
- embout d'aspiration coudé avec yeux latéraux
- emballage sterile
- exempt de latex

Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindingsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)	Ch.25, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	34101	50/50
Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)/ With handle (with vacuum control)/ Avec poignée (avec contrôle du vide) 6 mm	Ch.25, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	34109	50/50
Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/ One-piece with bubble handle (with vacuum control)/ Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide) 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)	Ch.25, 2 m Trichterende / Trichterende Funnel end - Funnel end Extrémité en forme d'entonnoir - Extrémité en forme d'entonnoir	34117	50/50
Einteilig mit geblasenem Griffteil (mit Fingertip)/ One-piece with bubble handle (with vacuum control)/ Avec poignée monobloc soufflé (avec contrôle du vide) 6 mm	Ch.25, 2 m Trichterende / Trichterende Funnel end - Funnel end Extrémité en forme d'entonnoir - Extrémité en forme d'entonnoir	34118	50/50
Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)	Ch.25, 2 m Gerätekonnektor - Gerätekonnektor Device connector - Device connector Pièce intermédiaire - Pièce intermédiaire	34114	50/50

Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindingsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé 6 mm 	Ch.25, 2 m Gerätekonnektor - Gerätekonnektor Device connector - Device connector Pièce intermédiaire - Pièce intermédiaire 	34115	50/50
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm) 	Ch.25, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir 	34201	30/30
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm 	Ch.25, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir 	34202	30/30
Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)/ With handle (with vacuum control)/ Avec poignée (avec contrôle du vide) 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm) 	Ch.25, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir 	34203	30/30
Mit Handgriff (Fingertip im Handgriff)/ With handle (with vacuum control)/ Avec poignée (avec contrôle du vide) 6 mm 	Ch.25, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir 	34204	30/30
			



Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindingsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm (Spitze verjüngt auf 4 mm/ tapered to 4 mm at the tip/ effilé à la pointe à 4 mm)	Ch.25, 3,5 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	34301	30/30
			
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 6 mm	Ch.25, 3,5 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	34302	30/30
			
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée 10 mm	Ch.30, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35104	30/30
			
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 8 mm	Ch.30, 2 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35103	30/30
			
Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé 8 mm	Ch.30, 2 m Gerätekonnektor - Gerätekonnektor Device connector - Device connector Pièce intermédiaire - Pièce intermédiaire	35127	30/30
			
Einteilig mit geblasenem Griffteil/ One-piece with bubble handle/ Avec poignée monobloc soufflé 6 mm	Ch.30, 3 m Trichterende / Trichterende Funnel end - Funnel end Extrémité en forme d'entonnoir - Extrémité en forme d'entonnoir	35415	30/30
			

Saugsets Suction sets Jeu d'aspiration			
Saugansatz Suction Handle Embout d'aspiration	Absaugverbindingsschlauch Suction connecting tube Flexible de raccord d'aspiration	Art.-Nr. Art. no. Art.-n°	VPE/VSE SPU/SSU UE/UC
Ohne Handgriff/ Without handle/ Sans poignée 10 mm	Ch.30, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35204	30/30
			
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 8 mm	Ch.30, 3 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35203	30/30
			
Mit Handgriff/ With handle/ Avec poignée 8 mm	Ch. 30, 3,5 m Trichter - Trichter Funnel - Funnel Entonnoir - Entonnoir	35303	30/30
			
<div>Alle Artikel sind auch als unsterile Bulkware lieferbar.</div> <div>All articles can also be supplied as unsterile bulk material.</div> <div>Tous les articles sont aussi livrables en modèle non stérile.</div>			

Vertrieb in Österreich durch:



Ludwig-Poihs-Strasse 10
A-2320 Schwechat Österreich
Tel.: + 43 (0) 1/ 226 4408
Fax: + 43 (0) 1/ 226 4408-444
E-Mail: office@primed-austria.at

Hersteller:
Primed® HALBERSTADT
MEDIZINTECHNIK GMBH
STRASSE DES 20. JULI 1
D-38820 HALBERSTADT
TEL.: 0049-(0)3941-668-6
FAX: 0049-(0)3941-24565
PRIMED@PRIMED-HALBERSTADT.DE