


PRIMEDIfem®

PRODUKTKATALOG



primed®



Sanft und Effektiv

PRIMEDIfem® Intrauterinpressare

PRIMEDIfem® IUPs sind Qualitätsprodukte für Frauen, die sich eine unkomplizierte und hormonfreie Methode der Empfängnisverhütung wünschen, die über mehrere Jahre wirksam ist:

HORMONFREI:

Durch die Verwendung der hormonfreien PRIMEDIfem® IUPs werden typische Risiken der hormonellen Langzeit-Verhütung, wie z. B. zelluläre Veränderungen an Brust und Eierstöcken, Gefäßkrankheiten (Thromboembolien) und kardiovaskuläre Erkrankungen vermieden.¹

SICHER UND GESCHÜTZT:

Die Empfängnisverhütung mit einem IUP zählt zu den sichersten Methoden. Weltweit tragen weit über 100 Millionen Frauen in ihrer Gebärmutter (Uterus) einen kleinen Kunststoffkörper mit Kupferspirale (Pessar mit Kupferspirale), um Schwangerschaften zu verhüten.

Nicht nur die Spirale selbst wirkt dabei als eingeführter Fremdkörper bereits verhütend, sondern dieser Effekt wird durch das Kupfer noch weiter erhöht. Die Kupferspirale gibt gleichmäßig kleinste Kupfermengen in die Gebärmutterschleimhaut frei, die die Beweglichkeit der Spermien so einschränken, dass sie nicht in die Eileiter zur Befruchtung der Eizelle gelangen können.

Der Empfängnisschutz besteht unmittelbar nach Einsetzen des IUP in die Gebärmutter. Die Fruchtbarkeit ist nach dem Entfernen der Spirale sofort wieder hergestellt.


Der verwendete Kupferdraht der PRIMEDIfem® IUPs besitzt einen Reinheitsgrad von 99,99 %. Unerwünschte allergische Reaktionen können dadurch vermieden werden.

Die Rückholfäden der IUPs sind aus nicht resorbierbarem, vollsynthetischem Material gefertigt. Sie sind reißfest, aber dennoch weich.

1. T. Soini, R. Hurskainen, S. Grénman, J. Mäenpää, J. Paavonen, H. Joensuu, E. Pukkala: Levonorgestrel-releasing intrauterine system and the risk of breast cancer: A nationwide cohort study. In: Acta oncologica. Band 55, Nummer 2, 2016, S. 188-192; Ärzteblatt über psychiatrische Nebenwirkungen der Hormonspirale, 2009.


UNTERSCHIEDLICHE DESIGNS:

PRIMEDIIfem® IUPs sind in verschiedenen Formen und Varianten erhältlich.



U-Form


- Etabliertes und bewährtes Modell
- Sicherer Sitz aufgrund der gebogenen Seitenarme
- Mit zusätzlichen Goldclips erhältlich



T-Form

- Flexibler, lilienförmiger Polyethylenrahmen
- Schnelles Einführen mit Hilfe des Applikators
- Leicht zu entfernen
- In zwei Größen erhältlich, normal and mini (für Frauen mit kleiner Gebärmutter)
- Mit zusätzlichen Goldclips erhältlich

PRIMEDIfem® CU 375 Intrauterinpeessar



PRIMEDIfem® CU 375

- Kupferoberfläche: 375 mm²
- Anwendungsdauer bis zu 5 Jahren
- Sicherer Sitz im Uterus
- Steril

VPE/VSE

Artikelnummer

1/10

20146

VPE = Verpackungseinheit, VSE = Versandeinheit

PRIMEDIfem® CU 375 gold Intrauterinpeppar



PRIMEDIfem® CU 375 gold

- Kupferoberfläche: 375 mm²
- Anwendungsdauer bis zu 5 Jahren
- Sicherer Sitz im Uterus
- Mit zusätzlichen Goldclips
- Steril

VPE/VSE

Artikelnummer

1/10

20138

VPE = Verpackungseinheit, VSE = Versandeinheit

PRIMEDIfem[®]-T CU 380 IntrauterinpessarPRIMEDIfem[®]-T CU 380

- Kupferoberfläche: 380 mm²
- Anwendungsdauer bis zu 5 Jahren
- Sicherer Sitz im Uterus
- Steril

VPE/VSE

Artikelnummer

1/10

20145

VPE = Verpackungseinheit, VSE = Versandeinheit

PRIMEDIfem[®]-T mini CU 380 IntrauterinpessarPRIMEDIfem[®]-T mini CU 380

- Kupferoberfläche: 380 mm²
- Anwendungsdauer bis zu 5 Jahren
- Sicherer Sitz im Uterus
- Geeignet für Frauen mit kleiner Gebärmutter
- Steril

VPE/VSE

Artikelnummer

1/10

20147

VPE = Verpackungseinheit, VSE = Versandeinheit

PRIMEDIfem[®]-T CU 380 gold IntrauterinpeessarPRIMEDIfem[®]-T CU 380 gold

- Kupferoberfläche: 380 mm²
- Anwendungsdauer bis zu 5 Jahren
- Sicherer Sitz im Uterus
- Mit zusätzlichen Goldclips
- Steril


VPE/VSE

Artikelnummer

1/10

20214

VPE = Verpackungseinheit, VSE = Versandeinheit

PRIMEDIfem[®]-T mini CU 380 gold IntrauterinpeessarPRIMEDIfem[®]-T mini CU 380 gold

- Kupferoberfläche: 380 mm²
- Anwendungsdauer bis zu 5 Jahren
- Sicherer Sitz im Uterus
- Geeignet für Frauen mit kleiner Gebärmutter
- Mit zusätzlichen Goldclips
- Steril

VPE/VSE

Artikelnummer

1/10

20216

VPE = Verpackungseinheit, VSE = Versandeinheit

Hersteller

Primed[®] Halberstadt
Medizintechnik GmbH
Strasse des 20. Juli 1
D-38820 Halberstadt
Tel.: 0049-(0)3941-668-6
Fax: 0049-(0)3941-24565
primed@primed-halberstadt.de
www.primed-halberstadt.de

Vertrieb

Technische Änderungen vorbehalten!

Revisionsstatus: 00/2018-10-19